


# ENDODONCJA

*ENDODONTICS*







**ORI-K287**  
**ORI-KE-710-287**

**ORI-K288**  
**ORI-KE-710-288**

**ORI-K289**  
**ORI-KE-710-289**



**ORI-K290**  
**ORI-KE-710-290**

**ORI-K291**  
**ORI-KE-710-291**

**ORI-K292**  
**ORI-KE-710-292**



Fig. 1  
**ORI-J137**  
**ORI-KE-710-137**

Ø 0,6 mm  
THUERRIEGEL

Fig. 2  
**ORI-J138**  
**ORI-KE-710-138**

Ø 0,9 mm  
THUERRIEGEL

Fig. 3  
**ORI-J139**  
**ORI-KE-710-139**

Ø 1,2 mm  
THUERRIEGEL



- bardzo cienkie i długie dzioby pod kątem 45 stopni
  - długość części pracującej - 25 mm
  - szerokość zamkniętych dziobów - 1 mm
  - maksymalna szerokość usuwanego instrumentu endodontycznego - 1,5 mm
- 
- *very thin and long beaks angled at 45 degrees*
  - *length of the beaks - 25 mm*
  - *width of the beaks when closed - 1 mm*
  - *maximum width of an endodontic instrument to be removed – 1,5 mm*

**ORI-F214-ENDO**

**ORI-AF214-ENDO**

kleszczyki do usuwania złamanych narzędzi kanałowych  
*professional customer service at home and abroad*



**ORI-E150**

peśeta z zamkiem  
*tweezer with lock*